



CONTACT

Orthodontist Natacha Van Moerkercke

TELEFOON

+31 (0)115 61 44 34

ADRES

Industrieweg 16, 4538 AH Terneuzen

WEBSITE

www.orthoterneuzen.com

E-MAIL

orthopraktijkvanmoerkercke@live.nl

Expansie apparatuur

Wanneer de boventandenboog te smal is, gebruiken we expansiebeugels. Deze beugels maken de boventandenboog breder. Doorgaans worden door ons vastzittende of uitneembare expansiebeugels gebruikt.

Quad Helix

Deze expansiebeugel werkt met geringe kracht en moet om de 6 weken gecontroleerd worden. Gaat de Quad Helix eventueel loszitten, bel ons dan onmiddellijk op ter controle of reparatie.

Hyrax of spin

Dit is een beugel die af en toe wordt toegepast om snel de bovenkaak te verbreden. Het aandraaien ervan moet je zelf (of één van je ouders) doen, zoals je werd uitgelegd.

Het sleuteltje zit bij het inzetten ongeveer tegen je boventanden. Vervolgens geef je een kwart slag naar de keel toe, tot je niet meer verder kunt en neem het sleuteltje uit het asje. Je hebt dan 0,2 mm verbreed.

Doorgaans krijg je al binnen een week een spleetje tussen de boventanden dat soms wel meer dan een halve centimeter breed wordt! Schrik niet, dit gaat binnen drie maanden vanzelf weer weg of we sluiten het met de vaste beugel die hierna ook nog nodig is. Gaat de Hyrax of spin loszitten, bel ons dan onmiddellijk op ter controle.

Veel succes!